

IMAGEN: 	PRODUCTO	CONCENTRADOR DE OXIGENO PORTATIL P03
	MARCA	RESPICARE
	RIESGO	2A
USO - DESCRIPCIÓN	El concentrador de oxígeno médico portátil RESPICARE se basa en el principio de adsorción por cambio de presión, utiliza aire como materia prima sin ningún otro aditivo, separa y obtiene el gas enriquecido con oxígeno ($93 \pm 3\%$) a través de la zeolita molecular y otros gases. uso efectivo del dispositivo, lea y comprenda este manual antes de usarlo. Este producto se puede utilizar en entornos domésticos, institucionales y de viaje/móviles, operado solo por personal capacitado y calificado bajo la guía de un médico y dentro de las especificaciones técnicas.	
CARACTERÍSTICAS	Este producto se usa para producir gas enriquecido con oxígeno (93% de oxígeno) y es adecuado para pacientes que necesitan oxígeno suplementario de alta concentración. Es de tamaño pequeño y portátil para llevar, lo que es adecuado para su uso en entornos domésticos, institucionales y de viaje/móviles. Este dispositivo está contraindicado en pacientes con intoxicación por oxígeno o alergia al oxígeno. •Este dispositivo no está diseñado para soporte vital o tratamiento de soporte vital. •Este dispositivo no está diseñado para usarse en recién nacidos o bebés. El dispositivo debe usarse en un nivel de actividad específico del paciente para garantizar la eficacia del oxígeno. a) Para el proveedor del equipo: Se recomienda utilizar los siguientes accesorios en combinación con el dispositivo: Cánula nasal (3,53 libras) sin batería 1,98 kg (4,37 libras) desechable para suministro de oxígeno (no debe anudarse).	
MATERIAL / COMPOSICIÓN		
ALMACENAMIENTO		
PRESENTACIÓN	DIMENSION 18,3x8,6x19,9 cm (LxAnxAl) 1,60 kg PESO: (3,53 libras) sin batería 1,98 kg (4,37 libras) con batería PANTAYA: Alimentación CA 220V$\pm$10%, 50Hz Alimentación CC 14,8V$\pm$10% Nivel de ruido en el ajuste 2: 4,3 $\pm$ 10 dB(A) 2	
ENERGIA	Modelo: RH-PD100W Fuente de alimentación de CA: Puerto de entrada: 100-240 V (50-60 Hz, 2,0 A)	