


IMAGEN: 	PRODUCTO	PRONGS/ CANULA NASAL # 0 - FIJADOR ESPONJA CON VELCO, CORREA ELASTICA, GORRO BEBE, PTO LUER PARA MONITOREO CPAP, TERHOS
	MARCA	CREATE BIOTECH
	REFERENCIA	016-006-001
	REGISTRO SANITARIO	2023DM - 0027773
	FABRICA	CREATE BIOTECH CO. LTD con domicilio en china
	RIESGO	IIA
USO - DESCRIPCIÓN	Las puntas Nasal neonatal de CREATE BIOTECH LDA, yubes elásticas siliconadas con fijadores de esponja con cinta de velcro liviana, correa elástica, gorros para bebe, puerto luer para monitoreo. con la versatilidad de cualquier tecnología en ventilación no invasiva.	
CARACTERÍSTICAS	Conector de 15 M cánula de silicona de (2.30 mm de diámetro exterior / 1.40 mm de diámetro interior).  PUNTA nasal de 6 FR siliconado grado medico sin DEHP que es una sustancia química hecha por el ser humano. Es un líquido sin color con un aroma suave. El (DEHP) es DEHP se agrega a los plásticos para hacerlos flexibles. -Método efectivo para prevenir el fracaso de extubación en recién nacidos prematuros. - El uso de CPAP nasal junto con administración temprana de surfactante podría disminuir la necesidad de ventilación mecánica en los recién nacidos pretérmino con enfermedad de membrana hialina. - DESECHABLE Beneficios del CPAP 1. Mejora el reclutamiento y estabilización alveolar (preservando de esta forma el surfactante existente). 2. Mantiene el volumen pulmonar (evitando el colapso alveolar y disminuyendo las atelectasias). 3. Aumenta la capacidad residual funcional (CRF)	
MATERIAL / COMPOSICIÓN	SILICONA MEDICA SIN DEHP	
ALMACENAMIENTO	Almacenamiento -10 ° C a 40 ° C Humedad de almacenamiento: 0% ~ 80 % de humedad relativa sin condensación	
PRESENTACIÓN	Unidad.	

CONTACTO

CRRERA 22 # 76- 43 PBX: (1) 601-5334444 comercial@hospitecnica.com.co - Bogotá -Colombia.