

IMAGEN: 	PRODUCTO	CÁNULA NASAL DE ALTO FLUJO Talla Neonatal- XS
	MARCA	VentiPro™
	REFERENCIA	NCS-566
	REGISTRO SANITARIO	2022DM-0025429
	FABRICANTE	NON-CHANGE ENTERPRISE CO
	RIESGO	Ila
USO - DESCRIPCIÓN	Las cánulas nasales se utilizan para administrar oxígeno suplementario o flujo de aire a un paciente o persona en necesidad de ayuda respiratoria. la cánula generalmente se une al paciente a través del tubo, enganchándose alrededor de las orejas del paciente o mediante una banda elástica para la cabeza.	
CARACTERÍSTICAS	Interfaz de paciente calentada y humidificada para un suministro preciso de oxígeno, lo que reduce la intubación en un 30% y los días de UCI en un 50% Al permitir que los HCP administren una concentración precisa de oxígeno de 2 a 60 LPM, VentiPro HFNC mejora la comodidad del paciente, ayuda a recuperarse más rápido y evita la terapia respiratoria invasiva. Configuración rápida y segura • Rotación suave de 360° para facilitar la conexión y desconexión • Conectores universales compatibles con la mayoría de los circuitos de alambre calentado Puntas nasales contorneadas LuxySoft; Puntas de silicona suave para la mejor comodidad de los pacientes que también reducen las irritaciones de la piel Seguro para resonancia magnética; Caja fuerte totalmente libre de metales para usar en la sala de resonancia magnética 	
CARACTERISTICAS TECNICAS	Longitud: 10mm • Conector giratorio: 22mm DE, 360°C suave y giratorio • Tubo de oxígeno: 32cm ±5cm de longitud, 12 mm de diámetro interior No reutilizable Vida útil: 5 Años Temperatura de funcionamiento: -18 °C a 50 °C Recomendación de eliminación: Deseche los productos de acuerdo con las normas locales aplicables.	
	PP, Poliéster, TPE,	

<i>MATERIAL / COMPOSICIÓN</i>	
<i>ALMACENAMIENTO</i>	Almacenamiento y transporte: -40 ° C a + 60 ° C (-4 ° F a 131 ° F). El área de almacenamiento debe estar limpia, seca y evitar la exposición a la luz. Humedad de almacenamiento y transporte: 10% ~ 95% de humedad relativa sin condensación
<i>PRESENTACIÓN</i>	Unidad