

IMAGEN: 	PRODUCTO	SENSOR DE TEMPERATURA PEDIATRICO DE PIEL
	MARCA	UNIMED
	REFERENCIA	T2252-PS
	REGISTRO SANITARIO	2019DM-0019686
	FABRICANTE	UNIMED MEDICAL SUPPLIES
	RIESGO	IIA

USO - DESCRIPCIÓN	Dispositivo médico destinado al monitoreo de la temperatura corporal de los pacientes
CARACTERÍSTICAS	Las sondas de temperatura son reusables y diseñadas para uso con monitores de diferentes tecnologías, compatibles según tecnología y conector.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Conector	1 pin, estandar	
	Compatible con:	Carewell	CPM-9000T
		CAS Med	CAS750 VITAL SIGNS; 750
		Contec	CMS6800; CMS9000; CMS 6800; CMS 8000; CMS 9000
		Criticare	1100; 2200; 506; 507; 507E; 507ELC; 507S; 508; 8100
		Datex Ohmeda	Light Monitor; M-ESTP; CS/3; S/3; S/5; Satliteplus; Cardiocap/5; Cardiocap I; Cardiocap II
		Draeger	Infinity Delta; Infinity Gamma; Infinity Kappa; Infinity Vista; Narkomed 6400
		DRE	Waveline EZ MAX
		Edan	M50; M80
		Invivo	MDE Prism
		MEK	MP100; MP1000; MP110; MP400; MP500; MP600; MP700; MP7000; MP 100;MP 1000; MP 110; MP 400; MP 500; MP 600; MP 700; MP 7000
		Midmark > Cardell	9403; 9401; 9402; 9404; 9405; 9500HD
		Mindray > Datascope	PM 7000; PM 8000; PM 9000; PM 9000 Express; Passport 2; Passport XG;Spectrum; Spectrum OR; Trio; VS 800
		Mindray	Passport 2; Passport XG; PM7000; PM8000; PM9000; PM9000 Express;Spectrum; Spectrum OR; Trio; VS800
		Nihon Kohden	BSM-2300 LifeScope I; BSM-4100 LifeScope P; BSM-5100 LifeScope A; BSM- 9510 LifeScope M; BSM-9800 LifeScope S; BSM-2300 Life Scope I; BSM-4100Life Scope P; BSM-5100 Life Scope A; BSM-9510 Life Scope M; BSM-9800 Life Scope S
		Spacelabs	Ultraview 93300 eLance Series; 93300 eLance Series
		Welch Allyn	1500; Atlas; Propaq CS; Propaq Encore
	YSI	400 Series	
	Zoll	Propaq MD; X Series	
	Longitud del cable:	3.3 Mtr	

	Peso:	42.2g
	Autoclavable:	No
	Tipo de Paciente	Pediátrico
MATERIAL / COMPOSICIÓN	Filamentos de metal, polimeros PVC	
ALMACENAMIENTO	Guarde el brazalete en un lugar seco y fuera del alcance directo de la luz de sol. Almacenamiento -10 ° C a 40 ° C Humedad de almacenamiento: 0% ~ 80 % de humedad relativa sin condensación	
PRESENTACIÓN	Unidad.	
PRECAUCIONES	Limpieza: Los sensores deben ser limpiados con un detergente suave y agua para remover el exceso de la biocarga y mejorar la efectividad de la desinfección y esterilización. Evitar el contacto con solventes fuertemente aromáticos, clorados, cetonas, éter o éster. La inmersión prolongada en alcoholes o solventes orgánicos, soluciones detergentes o soluciones altamente alcalinas pueden causar que el vinilo pierda flexibilidad. Los plugs de las sondas no deben ser sumergidos. Desinfección: Bajo Nivel: Cidex / glutaraldehído Alto Nivel: Cidex / glutaraldehído, hipoclorito diluido a 5000 ppm o alcohol isopropílico al 70% Nunca inserte las sondas de temperatura series T en horno.	