

IMAGEN: 	PRODUCTO	ADAPTADOR PARA VALVULA PEEP PARA REANIMADOR MARCA WINNER
	MARCA	WINNER
	REFERENCIA	TW8503
	REGISTRO SANITARIO	2020DM-002144
	RIESGO	IIA
USO - DESCRIPCIÓN	la válvula PEEP se usa para aplicar una presión adicional al final de la expiración para mantener la presión en el pulmón ligeramente sobre la presión más atmosférica. Este Adaptador es para acomodar de forma correcta la válvula PEEP y usar con equipo resucitador / reanimador tipo AMBU.	
CARACTERÍSTICAS	Adaptador para Válvula PEEP, 100% látex libre , Adaptador fabricado a base de PSF (Fibra sintética de poliéster + Silicona). Conector de 22 mm. o estéril.	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Policarbonato Para todo duro plástico. (hasta a 121 °C) * Silicona para válvula y ojal. * Acero inoxidable para resorte, tornillo y eje. * Operando Temperatura: -18 °C ~ +50 °C * Almacenamiento Temperatura: -40 °C ~ +60 °C * Certificación : ISO 13485: 2003, CE (Directiva 93 / 42 / CEE)	
MATERIAL / COMPOSICIÓN	Silicona grado médico, libre de látex	
ALMACENAMIENTO	Almacenamiento -10 ° C a 40 ° C Humedad de almacenamiento: 0% ~ 80 % de humedad relativa sin condensación	
PRESENTACIÓN	Unidad.	