

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>IMAGEN:</b><br> | <b>PRODUCTO</b> EXTENSIÓN PARA SENSOR DE SPO2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |
|                                                                                                     | <b>MARCA</b> UNIMED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |
|                                                                                                     | <b>REFERENCIA</b> U704-102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
|                                                                                                     | <b>REGISTRO SANITARIO</b> 2019DM-0004317-R1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
|                                                                                                     | <b>RIESGO</b> IIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
| <b>USO - DESCRIPCIÓN</b>                                                                            | Dispositivo médico indicado para hacer la interconexión eléctrica entre el equipo biomédico y el sensor de saturación de oxígeno arterial durante el monitoreo                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| <b>CARACTERÍSTICAS</b>                                                                              | Indicado para el uso en monitoreo continuo no invasivo de saturación de oxígeno arterial y pulso cardiaco. Son compatibles con sensores de la mayoría de marcas de monitores de paciente y pulsoxímetros                                                                                                                                                                                                              |                                |
| <b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>                                                                     | Conector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hipetronics 7 pines / OxyTip   |
|                                                                                                     | Compatible con:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GE Datex Ohmeda Oxytip OXY-OL3 |
|                                                                                                     | Longitud del cable:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1M                           |
|                                                                                                     | Diámetro del cable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.0mm                          |
|                                                                                                     | Peso:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.54kg                         |
|                                                                                                     | Autoclavable:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No                             |
|                                                                                                     | Temp. Operación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5°C a 45°C                     |
|                                                                                                     | Humedad operación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 a 80% No condensada          |
| <b>MATERIAL / COMPOSICIÓN</b>                                                                       | Filamentos de metal, TPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
| <b>ALMACENAMIENTO</b>                                                                               | Temperatura de almacenamiento: -25-55°C<br>Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
| <b>PRESENTACIÓN</b>                                                                                 | Unidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| <b>RECOMENDACIONES</b>                                                                              | <b>Mantenimiento:</b><br>- El cable debe ser limpiado usando un paño suave humedecido con agua jabonosa o alcohol isopropílico al 70% antes de usarse en cada paciente.<br>- Permita que el cable se seque antes de su uso.<br>- No utilice agentes abrasivos o productos químicos excepto el alcohol isopropílico al 70%<br>- No irradie, exponga a autoclave, empape o sumerja el cable en ningún tipo de solución. |                                |

**Precauciones:**

- Asegúrese que el cable se encuentre intacto físicamente, sin fracturas o alambres deteriorados o partes dañadas. Haga una inspección visual del cable y descártelo si se encuentran fracturas o decoloración.
- No intente reprocesar, reacondicionar o reciclar los cables, este proceso puede dañar los componentes eléctricos, conduciendo a un daño potencial al paciente.
- Una falla en la conexión apropiada al sensor o al módulo de oximetría podría resultar en lecturas intermitentes, resultados imprecisos o no lectura.
- Para evitar el daño en el cable, siempre agárrelo del conector, nunca del cable cuando haga la conexión o desconexión de la terminal.
- Siempre refiérase al manual de operador del módulo de oximetría para instrucciones completas o información adicional.
- Ubique adecuadamente el cable para reducir la posibilidad que el paciente se enrede o estrangule.