

IMAGEN: 	PRODUCTO EXTENSIÓN PARA SENSOR DE SPO2	
	MARCA UNIMED	
	REFERENCIA U708M-15R	
	REGISTRO SANITARIO 2019DM-0004317-R1	
	RIESGO IIA	
USO - DESCRIPCIÓN	Dispositivo médico indicado para hacer la interconexión eléctrica entre el equipo biomédico y el sensor de saturación de oxígeno arterial durante el monitoreo	
CARACTERÍSTICAS	Indicado para el uso en monitoreo continuo no invasivo de saturación de oxígeno arterial y pulso cardiaco. Son compatibles con sensores de la mayoría de marcas de monitores de paciente y pulsoxímetros	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Conector	Masimo LNCS DB9 pin / Masimo LNCS
	Compatible con:	Bitmos: sat800, Sat801, Sat805, Sat816, Satplus Critikon/Dinamap; Dinamap ProCare Con masimo Pro100, Pro300 V2, Procure 300, Procure Auscultatory 400, ProSeries V2, V300 GE Healthcare/Critikon / Dinamap; Dinamap ProCare Con masimo Pro100, Pro300 V2, Procure 300, Procure Auscultatory 400, ProSeries V2, V300 Invivo; Escort II OPT30 Prism, T8 Masimo; Rad-5, Rad-57, Rad-87, Radical-7, Rad-8 Medtronic / Physio control; Lifepak 11, Lifepak 12, Lifepak 15, Lifepak 20, Lifepak 20E Mindray/ Datascope; Accutor V, Accutor Pluis, Accutorr V, Duo, EPM4, Passport 2, Passport 2LT, Passport V, Passport XG, Spectrum, Spectrum OR, Trio, V12, V221 Respironics; Alice 5 Stryker / Medtronic / Physiocontrol; Lifepak 11, Lifepak 12, Lifepak 15, Lifepak 20, Lifepak 20E Welch Allyn; 45NE0-E1 LX, 53STP, Propaq CS, Spot Vital Signs 42 MTB-E1, spot Vital Signs. Zoll; E series, M Series, R Series
	Longitud del cable:	2.2M
	Diámetro del cable	4.0mm
	Peso:	0.54kg
	Autoclavable:	No
	Temp. Operación:	5°C a 45°C
	Humedad operación:	0 a 80% No condensada
MATERIAL / COMPOSICIÓN	Filamentos de metal, TPU	

ALMACENAMIENTO	Temperatura de almacenamiento: -25-55°C Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada
PRESENTACIÓN	Unidad.
RECOMENDACIONES	<u>Mantenimiento:</u> - El cable debe ser limpiado usando un paño suave humedecido con agua jabonosa o alcohol isopropílico al 70% antes de usarse en cada paciente. - Permita que el cable se seque antes de su uso. - No utilice agentes abrasivos o productos químicos excepto el alcohol isopropílico al 70% - No irradie, exponga a autoclave, empape o sumerja el cable en ningún tipo de solución. <u>Precauciones:</u> - Asegúrese que el cable se encuentre intacto físicamente, sin fracturas o alambres deteriorados o partes dañadas. Haga una inspección visual del cable y descártelo si se encuentran fracturas o decoloración. - No intente reprocesar, reacondicionar o reciclar los cables, este proceso puede dañar los componentes eléctricos, conduciendo a un daño potencial al paciente. - Una falla en la conexión apropiada al sensor o al módulo de oximetría podría resultar en lecturas intermitentes, resultados imprecisos o no lectura. - Para evitar el daño en el cable, siempre agárrelo del conector, nunca del cable cuando haga la conexión o desconexión de la terminal. - Siempre refiérase al manual de operador del módulo de oximetría para instrucciones completas o información adicional. - Ubique adecuadamente el cable para reducir la posibilidad que el paciente se enrede o estrangule.