

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>IMAGEN:</b><br><br> | <b>PRODUCTO</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>PARCHE ELECTRODOS PARA DESFIBRILACION - ADULTO</b> |
|                                                                                                         | <b>MARCA</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>OBS</b>                                            |
|                                                                                                         | <b>REFERENCIA</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>303A2060 (OBS-DE/P)</b>                            |
|                                                                                                         | <b>REGISTRO SANITARIO</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>2020DM-0022141</b>                                 |
|                                                                                                         | <b>RIESGO</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>IIA</b>                                            |
| <b>USO - DESCRIPCIÓN</b>                                                                                | los electrodos de ECG son dispositivos que se adhieren a la piel del paciente para obtener información eléctrica y procesarla a través de la máquina, se puede usar para desfibrilación. Adulto-pediátrico de 25 Kg en adelante. |                                                       |
| <b>CARACTERÍSTICAS</b>                                                                                  | Para uso en áreas de hospitalización, observación, salas ERA o Unidades de Cuidado Intensivo.<br><br>Compatible:<br>METRAX, PRIMEDIC: HEART SAVE, DEFIMONITOR<br><br><b>Paciente pediátrico/adulto: &gt; 25Kg/55lbs</b>          |                                                       |
| <b>ALMACENAMIENTO</b>                                                                                   | Temperatura de almacenamiento: -10-40°C<br>Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada                                                                                                                                       |                                                       |
| <b>PRESENTACIÓN</b>                                                                                     | UNIDAD                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |