


IMAGEN: 	PRODUCTO SENSOR DE TEMPERATURA	
	MARCA UNIMED	
	REFERENCIA ATP21-FP-869T3510-DAG	
	REGISTRO SANITARIO 2019DM-0019686	
	FABRICANTE UNIMED MEDICAL SUPPLIES	
	RIESGO IIA	
USO - DESCRIPCIÓN	Dispositivo médico destinado al monitoreo de la temperatura para cámaras humidificadoras	
CARACTERÍSTICAS	Las sondas de temperatura son reusables y diseñadas para uso con cascada de diferentes tecnologías, compatibles según tecnología y conector.	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Conector	Redell 6 Pin 2 guía
	Compatible con:	MR850/HC550
	Longitud del cable:	2.1 M
	Peso:	0.86 Kg
	Autoclavable:	No
MATERIAL / COMPOSICIÓN	Filamentos de metal, TPU	
ALMACENAMIENTO	Temperatura de almacenamiento: -25-55°C Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada	
PRESENTACIÓN	Unidad.	
PRECAUCIONES	Limpieza: Los sensores deben ser limpiados con un detergente suave y agua para remover el exceso de la biocarga y mejorar la efectividad de la desinfección y esterilización. Evitar el contacto con solventes fuertemente aromáticos, clorados, cetonas, éter o éster. La inmersión prolongada en alcoholes o solventes orgánicos, soluciones detergentes o soluciones altamente alcalinas pueden causar que el vinilo pierda flexibilidad. Los plugs de las sondas no deben ser sumergidos. Desinfección: Bajo Nivel: Cidex / glutaraldehído Alto Nivel: Cidex / glutaraldehído, hipoclorito diluido a 5000 ppm o alcohol isopropílico al 70% Nunca inserte las sondas de temperatura series T en horno.	