

IMAGEN: 		PRODUCTO	MÁSCARA LARÍNGEA CLÁSICA DESECHABLE N°1
		MARCA	MENHER
		REFERENCIA	CLMA1.0R LM-MLDL1
		REGISTRO SANITARIO	2017DM-0016882
		RIESGO	Ila
USO - DESCRIPCIÓN	La máscara laríngea se usa principalmente para pacientes con anestesia general, departamento de emergencias, UCI y otros departamentos de primeros auxilios y pacientes de reanimación, pacientes con vías respiratorias difíciles, aplicados en cirugía de anestesia general, es un medio eficaz para establecer una vía aérea libre y segura.		
CARACTERÍSTICAS	La máscara laríngea desechable es fabricada en silicona de grado médico. Los componentes básicos son: Manguito de silicona Tubo de ventilación Tubo inflable Globo indicador Válvula unidireccional, Este producto es adecuado para establecer ventilación artificial para pacientes sometidos a anestesia general y reanimación de emergencia. Características del producto: 1. Elaborada en silicona 100% grado médico. 2. Alta biocompatibilidad y cero toxicidad. 3. Desechable de un solo uso 4. En comparación con el tubo endotraqueal, los principiantes tienen menos dificultades para colocar LMA y una mayor tasa de éxito Nota: La institución que hace uso de los elementos, médico- quirúrgicos y demás productos suministrados por Hospitécnica SAS., es la única responsable de la disposición final de acuerdo a los protocolos internos para su manejo y desecho como residuo hospitalario.		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Uso único Temperatura de operación: 5-40°C Humedad de operación: 0-80% Humedad relativa no condensada Para paciente: de 0 hasta 5 Kg de peso Diámetro Interno: 5 mm Diámetro externo: 8.3 mm Longitud: 83 mm Máximo volumen de Insuflación: 4ml		
MATERIAL / COMPOSICIÓN	Silicona grado médico.		
ALMACENAMIENTO	Temperatura de almacenamiento: -10-40°C Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada		
PRESENTACIÓN	Unidad.		