

IMAGEN:		FICHA TÉCNICA	
		PRODUCTO	MÁSCARA LARÍNGEA CLÁSICA DESECHABLE N°1.5
		MARCA	MENHER
		REFERENCIA	CLMA1.5
		REGISTRO SANITARIO	2017DM-0016882
		RIESGO	Ila
USO - DESCRIPCIÓN	La máscara laríngea se usa principalmente para pacientes con anestesia general, departamento de emergencias, UCI y otros departamentos de primeros auxilios y pacientes de reanimación, pacientes con vías respiratorias difíciles, aplicados en cirugía de anestesia general, es un medio eficaz para establecer una vía aérea segura		
CARACTERÍSTICAS	La máscara laríngea desechable es fabricada en silicona de grado médico. Los componentes básicos son: Manguito de silicona Tubo de ventilación Tubo inflable Globo indicador Válvula unidireccional, Este producto es adecuado para establecer ventilación artificial para pacientes sometidos a anestesia general y reanimación de emergencia. Características del producto: 1. Elaborada en silicona 100% grado médico. 2. Alta biocompatibilidad y cero toxicidad. 3. Desechable de un solo uso 4. En comparación con el tubo endotraqueal, los principiantes tienen menos dificultades para colocar LMA y una mayor tasa de éxito Nota: La institución que hace uso de los elementos, médico- quirúrgicos y demás productos suministrados por Hospitécnica SAS., es la única responsable de la disposición final de acuerdo a los protocolos internos para su manejo y desecho como residuo hospitalario.		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Temperatura de operación: 5-40°C Humedad de operación: 0-80% Humedad relativa no condensada Tipo de paciente: de peso entre 5 y 10 Kg Diámetro Interno: 6 mm Diámetro externo: 9.8 mm Longitud: 93 mm Máximo volumen de Insuflación: 7ml		
MATERIAL / COMPOSICIÓN	Silicona grado médico.		
ALMACENAMIENTO	Temperatura de almacenamiento: -10-40°C Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada		
PRESENTACIÓN	Unidad.		