


IMAGEN: 	PRODUCTO		MÁSCARA LARÍNGEA CLÁSICA DESECHABLE N°3
	MARCA		MENHER
	REFERENCIA		CLMA3.0 LM-MLDL3
	REGISTRO SANITARIO		2017DM-0016882
	RIESGO		IIA
USO - DESCRIPCIÓN	La máscara laríngea se usa principalmente para pacientes con anestesia general, departamento de emergencias, UCI y otros departamentos de primeros auxilios y pacientes de reanimación, pacientes con vías respiratorias difíciles, aplicados en cirugía de anestesia general, es un medio eficaz para establecer una vía aérea segura		
CARACTERÍSTICAS	La máscara laríngea desechable es fabricada en silicona de grado médico. Los componentes básicos son: Manguito de silicona Tubo de ventilación Tubo inflable Globo indicador Válvula unidireccional, Este producto es adecuado para establecer ventilación artificial para pacientes sometidos a anestesia general y reanimación de emergencia. Características del producto: 1. Elaborada en silicona 100% grado médico. 2. Alta biocompatibilidad y cero toxicidad. 3. Desechable de un solo uso 4. En comparación con el tubo endotraqueal, los principiantes tienen menos dificultades para colocar LMA y una mayor tasa de éxito Nota: La institución que hace uso de los elementos, médico- quirúrgicos y demás productos suministrados por Hospitécnica SAS., es la única responsable de la disposición final de acuerdo a los protocolos internos para su manejo y desecho como residuo hospitalario.		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Temperatura de operación: 5-40°C Humedad de operación: 0-80% Humedad relativa no condensada Tipo de paciente: de peso entre 30 y 50 Kg Diámetro Interno: 10 mm Diámetro externo: 15 mm Longitud: 165 mm Máximo volumen de Insuflación: 20 ml		
MATERIAL / COMPOSICIÓN	Silicona grado médico.		
ALMACENAMIENTO	Temperatura de almacenamiento: -10-40°C Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada		
PRESENTACIÓN	Unidad.		