

IMAGEN: 	PRODUCTO	VALVULA PEEP PARA RESUCITADOR MARCA WINNER
	MARCA	WINNER
	REFERENCIA	TW8502
	REGISTRO SANITARIO	2020DM-002144
	RIESGO	IIA
USO - DESCRIPCIÓN	la válvula PEEP se usa para aplicar una presión adicional al final de la expiración para mantener la presión en el pulmón ligeramente sobre la presión más atmosférica.	
CARACTERÍSTICAS	Válvula PEEP está hecha de ftalatos Material gratis, 100% látex libre y suministrado no estéril.	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Policarbonato Para todo duro plástico. (hasta a 121 °C) * Silicona para válvula y ojal. * Acero inoxidable para resorte, tornillo y eje. * Operando Temperatura: -18 °C ~ +50 °C * Almacenamiento Temperatura: -40 °C ~ +60 °C * Certificación : ISO 13485: 2003, CE (Directiva 93 / 42 / CEE)	
MATERIAL / COMPOSICIÓN	Silicona grado médico, libre de látex	
ALMACENAMIENTO	Almacenamiento -10 ° C a 40 ° C Humedad de almacenamiento: 0% ~ 80 % de humedad relativa sin condensación	
PRESENTACIÓN	Unidad.	